

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cldn3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15551

Артикул: CM0016745

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CLDN3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрёстно реагирует с мышинным и крысиным белками. Подходит для исследований плотных контактов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CLDN3
Примечания/синонимы	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Вид	Человек
Идентификатор гена	1365
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 141-220 человеческого CLDN3 (NP_001297.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O15551
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом