

Поликлональное Антитело Кролика К Cldn5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O00501

Артикул: CM0018336

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к CLDN5, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Незаменимо для исследований плотных контактов и барьерной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLDN5 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
Вид	Человек
GeneID (человек)	7122
GeneID	7122
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 119-218 человеческого CLDN5 (NP_001349995.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00501
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Пакет со льдом