

Поликлональные Антитела Против Cldn7 Для Wb, If-P, Elisa - 095471

Артикул: CM0021855

введение

Кроличы поликлональные антитела против CLDN7, валидированные для WB, IF-P и ELISA; обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный Claudin-7 при ~22 кДа. Идеально подходят для изучения плотных контактов и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличы rAb против CLDN7
Примечания/Псевдонимы	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, claudin-1, CLDN7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1366
ID гена	1366
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-211 человеческого CLDN7 (NP_001298.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095471
Молекулярная масса белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом