

Кроличья Поликлональная Антитело К Clndnd1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ny35

Артикул: CM0025632

введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий CLDND1 — белок плотных контактов, регулирующий проницаемость для малых молекул. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологами. Идеально подходит для исследований плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CLDND1
Примечания/Алиасы	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
Вид	Человек
ID гена (человек)	56650
ID гена	56650
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 28-138 человеческого CLDND1 (Q9NY35).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NY35
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	Сумка-холодильник с хладоэлементами