

Моноклональное Антитело Против Расщепленного Parp (Asp214) Для Вестерн-Блоттинга, If/Исс, Ифа - P09874

Артикул: CM0005559



введение

Кроличье моноклональное антитело против расщепленного PARP (Asp214), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИФА. Обнаруживает специфический фрагмент расщепления PARP1 человека при апоптозе. Идеально подходит для исследований повреждения ДНК и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cleaved PARP (Asp214) Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Вид	Человек
ID гена	142
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 201-300 человеческого PARP (Asp214) (NP_031441.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09874
Молекулярный вес белка	113 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент