

Анти-Clec11A Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y240

Артикул: CM0025860

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CLEC11A, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для изучения остеогенеза, поддержания костной ткани и исследований скелетных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLEC11A Кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A
Вид	Человек
GeneID (человек)	6320
GeneID	6320
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-323 человеческого CLEC11A (NP_002966.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y240
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	В ледяном пакете