

Поликлональное Антитело Против Clec1B Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9P126

Артикул: CM0029272



введение

Высокоспецифичное поликлональное антитело против CLEC1B, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает CLEC1B человека, мыши и крысы — рецептор тромбоцитов PDPN, участвующий в тромбозе и сосудистой биологии. Идеально подходит для иммунодиагностики и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLEC1B кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; 1810061I13Rik; CLEC1B
Вид	Человек
ID гена	51266
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 22-196 человеческого CLEC1B (NP_001092901.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9P126
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодильный пакет