


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Clec2D Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uhr7

Артикул: CM0016051



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CLEC2D (LLT1/OCIL), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Мишень является рецептором NK-клеток, участвующим в иммунной модуляции и ингибировании остеокластов. Идеально для исследований в иммунологии и изучении костной ткани.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против CLEC2D                                                                                                         |
| Примечания/Альтернативные названия | CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| ID гена                            | 29121 (Человек)                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60-154 человеческого CLEC2D (NP_037401.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                      |
| SWISS-PROT                         | Q9UHR7                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 22 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                              |