


Моноклональное Антитело Против Clec3B/Тетранектина Для ВБ, Иф/Мкк, Ифа — P05452

Артикул: CM0008963



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CLEC3B/тетранектину (P05452), валидированное для ВБ, ИФ/МКК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследования функции сетчатки, экзоцитозной упаковки и связывания плазминогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CLEC3B/тетранектину
Примечания/Альтернативные названия	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectin
Вид	Человек
GeneID (человек)	7123
GeneID	7123
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05452
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом