


Поликлональные Антитела Против Clec4D Для Вб, Ифп, Ифа — Q8Wxi8

Артикул: CM0026887



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CLEC4D, валидированные для ВБ, ИФП, ИФА. Распознают CLEC4D (CD368, Dectin-3) человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и рецепторов распознавания паттернов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	CLEC4D кроличьи пАт
Примечания/алиасы	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
Вид	Человек
GeneID (человек)	338339
GeneID	338339
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 39–215 человеческого CLEC4D (NP_525126.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WXI8
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Холодовая упаковка