

Поликлональные Антитела Против Clec4E Для Wb, Elisa - Q9R0Q8

Артикул: CM0027975

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против мышинного CLEC4E (Mincle), C-тип лектинового врожденного иммунного рецептора. Подходят для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеальны для изучения распознавания образов и защиты организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLEC4E Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Mincle; Clec4f9
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	26253
GeneID	56619
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-200 мышинного CLEC4E/MINCLE (NP_064332.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q9R0Q8
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом