


Кроличья Поликлональная Антитело Против Clec4M Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икк, Ифа — Q9H2X3

Артикул: CM0014423



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CLEC4M (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR). Валидирована для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Предназначено для научных исследований в области распознавания патогенов и иммунного надзора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CLEC4M кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альсы	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
Вид	Человек
ID гена (человек)	10332
ID гена	10332
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 71-399 человеческого CLEC4M (NP_055072.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2X3
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом