


Кроличья Поликлональная Антитела Против Clec5A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ny25

Артикул: CM0028197



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CLEC5A (MDL-1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеальны для исследований врожденного иммунитета, вирусных инфекций и остеокластогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела против CLEC5A
Примечания/Альтернативные названия	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23601
ID гена	23601
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-188 человеческого CLEC5A (NP_037384.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NY25
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом