


Поликлональное Антитело Anti-Clc1 Для Wb, If/Icc, Elisa — 000299

Артикул: CM0016992



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CLIC1 (внутриклеточный хлоридный канал 1) для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований ионных каналов и редокс-биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CLIC1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1192
ID гена	1192
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00299
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом