


Кроличыи Поликлональные Антитела К Clc1 Для Wb, Elisa - O00299

Артикул: CM0029653



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий CLIC1 (27 кДа). Валидированы для WB и ELISA; перекрестно реагируют с CLIC1 мыши и крысы. Идеально подходят для исследований ионных каналов и оксидоредуктаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLIC1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	G6; CL1C1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1192
GeneID	1192
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-241 человеческого CLIC1 (NP_001279.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00299
Молекулярная масса белка	27 кДа
Транспортировка	Хладопакет (лед)