

Кроличье Моноклональное Антитело К CLIC4 Для Wb И Elisa - Q9Y696

Артикул: CM0002598

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к CLIC4, валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Обнаруживает CLIC4 человека, мыши и крысы (~29 кДа). Идеально подходит для изучения функции ионных каналов, окислительно-восстановительной регуляции и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CLIC4
Примечания/Синонимы	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25932
Идентификатор гена	25932
Иммуноген	Рекомбинантный белок/рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 CLIC4 человека (NP_039234.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y696
Молекулярная масса белка	29 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет