


Кроличье Поликлональное Антитело Против Clc4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y696

Артикул: CM0028391



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CLIC4 (p64H1), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований хлоридных внутриклеточных каналов, оксидоредуктаз и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CLIC4
Примечания/Альтернативные названия	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25932
GeneID	25932
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-253 человеческого CLIC4 (NP_039234.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y696
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом