


Поликлональное Антитело Anti-Clip1 Для Wb, Elisa — P30622

Артикул: CM0017178



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CLIP1, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Нацелено на белок, отслеживающий плюс-концы микротрубочек и участвующий в динамике цитоскелета и везикулярном транспорте. Идеально подходит для исследований в области онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLIP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6249
GeneID	6249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1228-1427 человеческого CLIP1 (NP_002947.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30622
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом