


Кроличья Поликлональная Антитело Против Clip1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30622

Артикул: CM0030379



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное на белок 1, содержащий домен CAP-Gly (CLIP1/CLIP-170) человека. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований динамики микротрубочек и внутриклеточного транспорта везикул.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLIP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6249
ID гена	6249
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1228-1427 человеческого CLIP1 (NP_002947.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30622
Молекулярный вес белка	162кДа
Доставка	Сумка со льдом