


Поликлональное Кроличье Антитело К CLN5 Для Wb, IHC-P, Elisa - O75503

Артикул: CM0013159



введение

Поликлональное кроличье антитело к CLN5, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Распознаёт бис(моноацилглицеро)фосфатсинтазу CLN5, лизосомальный фермент, участвующий в синтезе BMP и развитии нейронального цероидного липофусциноза. Идеально подходит для исследований нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CLN5
Примечания/синоним	CLN5; NCL
Вид	Человек
GeneID (человек)	1203
GeneID	1203
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-407 человеческого CLN5 (NP_006484.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O75503
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом