

Поликлональное Антитело Против Cln8 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - Q9Uby8

Артикул: CM0021701

введение

Кроличье поликлональное антитело против CLN8 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA. Нацелено на человеческий белок CLN8 (Q9UBY8), мембранный белок эндоплазматического ретикулума, участвующий в нейропротекции и пролиферации клеток. Подходит для исследований нейронального цероидного липофусциноза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к CLN8, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	EPMR; TLCD6; C8orf61; CLN8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2055
GeneID	2055
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBY8
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом