

## Поликлональное Антитело Anti-CLNS1A Для Wb, IHC-P, Elisa — P54105

Артикул: CM0019517



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CLNS1A (pICln) для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Участвует в сборке сплайсосомных snRNP и метилировании белков Sm. Подходит для исследований сплайсинга РНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CLNS1A Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Примечания/псевдонимы     | CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (человек)          | 1207                                                                                                                               |
| GeneID                    | 1207                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-237 человеческого CLNS1A (NP_001284.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрыстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | P54105                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 26 кДа                                                                                                                             |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                     |