

Поликлональная Кроличья Антитела Против CLNS1A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P54105

Артикул: CM0024834



введение

Поликлональная кроличья антитела к человеческому CLNS1A (субъединица метилосомы pICln) для использования в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидирована на человеческих образцах; необходима для исследований сборки сплайсосомы и сплайсинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLNS1A кроличья поликлональная антитела
Примечания/Синонимы	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1207
ID гена	1207
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-237 человеческого CLNS1A (NP_001284.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54105
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник