


Моноклональное Антитело Кролика К Clock Для Wb, Elisa — O15516

Артикул: CM0012319



введение

Моноклональное антитело кролика к CLOCK, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с CLOCK человека, мыши и крысы. Иммуноген — синтетический пептид (а.к. 100–200). Идеально подходит для исследований циркадных ритмов и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CLOCK
Примечания/синонимы	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Вид	Человек
GeneID (человек)	9575
GeneID	9575
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 CLOCK человека (NP_004889.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15516
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом