

Анти-Clock Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - O15516

Артикул: CM0028150



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого CLOCK (KAT13D/bHLHe8), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает CLOCK в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения циркадных ритмов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLOCK кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Вид	Человек
GeneID (человек)	9575
GeneID	9575
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-600 человеческого CLOCK (NP_004889.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15516
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом