


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Clpb Для Ihc-P, Elisa — Q9H078

Артикул: CM0022714



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CLPB, валидированное для IHC-P и ELISA. Обнаруживает CLPB мыши и крысы. Подходит для изучения гомеостаза митохондриальных белков и врождённого противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLPB Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; гомолог белка казеинолитической пептидазы В
Вид	Человек
GeneID (человек)	81570
GeneID	81570
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 572-707 человеческого CLPB (NP_110440.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9H078
Молекулярная масса белка	57 кДа/72 кДа/74 кДа/75 кДа/78 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом