


Моноклональное Антитело Против Clpp Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q16740

Артикул: CM0009114



введение

Кроличье моноклональное антитело к CLPP для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА. Валидировано на человеке, мыши и крысе. Нацелено на протеазную субъединицу митохондриального комплекса ClpXP, белок 30 кДа, ключевой для контроля качества белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к CLPP
Примечания/Альтернативные названия	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8192
GeneID	8192
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 178-277 белка CLPP человека (Q16740).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16740
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	В пакете со льдом