


Анти-Clpp Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q16740

Артикул: CM0029763



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого CLPP (митохондриальная протеаза ClpP) для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью, крысой. Полезно для исследований контроля качества митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLPP кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	DFNB81; PRLTS3; CLPP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8192
GeneID	8192
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16740
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумка со льдом