

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Clps (Колипазы) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P04118

Артикул: CM0015995

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против CLPS (колипазы), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Подходит для исследований липидного метаболизма, пищеварения и сигналов насыщения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела против CLPS
Примечания/Альтернативные названия	CLPS; колипаза
Вид	Человек
ID гена (человек)	1208
ID гена	1208
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P04118
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С холодоэлементом