

## Кроличий Моноклональный Антитело Anti-Clptm1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O96005

Артикул: CM0011077

### введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого CLPTM1 (трансмембранный белок 1 расщелины губы и нёба). Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеком. Для исследований в области процессинга GPI-якорных белков и ГАМКергической сигнализации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CLPTM1 кроличье mAb                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | CLPTM1; трансмембранный белок                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 1209                                                                                                                |
| ID гена                   | 1209                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CLPTM1 (O96005) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                             |
| SWISS                     | O96005                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 76кДа                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                      |