

Поликлональное Антитело Кролика Против Clptm1 Для Wb И Elisa — O96005

Артикул: CM0025129

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого CLPTM1. Подходит для Вестерн-блота (WB) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Используется для исследования ГАМК-эргической передачи, перемещения липидов и процессинга GPI-якорей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CLPTM1
Примечания/Синонимы	CLPTM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1209
ID гена	1209
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого CLPTM1 (NP_001285.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O96005
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом