


Кроличий Моноклональный Антитело Против Clpx Для Wb, Elisa - O76031

Артикул: CM0003266



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого CLPX, митохондриальной АТФ-зависимой шаперонной протеиназы. Валидировано для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения контроля качества митохондриальных белков и биосинтеза гема.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLPX Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	EPP2; CLPX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10845
GeneID	10845
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 534-633 человеческого CLPX (O76031).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O76031
Молекулярный вес белка	69 кДа
Доставка	Сумка со льдом