


Кроличьи Поликлональные Антитела Anti-Clspn (Claspin) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9Haw4

Артикул: CM0023112



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CLSPN/Claspin (UniProt Q9HAW4). Подходят для ВБ и ИФА. Идеально подходят для исследования контрольных точек повреждения ДНК, стабильности вилочковой репликации и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLSPN Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CLSPN; claspin
Вид	Человек
ID гена (человек)	63967
ID гена	63967
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 650-750 человеческого CLSPN (NP_001177410.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HAW4
Молекулярная масса белка	151 кДа
Доставка	Айс-пак