

## Поликлональное Антитело Против Clta Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P09496

Артикул: CM0028616



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человека, против легкой цепи клатрина А (CLTA). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Поддерживает исследования эндоцитоза и митотического веретена.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье поликлональное антитело против CLTA (CLTA Rabbit pAb)                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | LCA; CLTA                                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)                   | 1211                                                                                                                            |
| GeneID                             | 1211                                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-218 человеческого CLTA (NP_001824.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                            |
| SWISS                              | P09496                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 27 кДа                                                                                                                          |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                               |