

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Cltb Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P09497

Артикул: CM0029620

### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CLTB (легкая цепь клатрина В), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований окаймленных ямок и везикул.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье pAb против CLTB                                                                                                                                 |
| Примечания/Алиасы         | LCB; CLTB                                                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 1212                                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 1212                                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-211 человеческого CLTB (NP_001825.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                   |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                                  |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                     |
| SWISS                     | P09497                                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 25 кДа                                                                                                                                                   |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                                                        |