

Поликлональное Антитело Кролика Против Cluh (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O75153

Артикул: CM0014260

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок CLUH (CLU1), подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Определяет CLUH человека и мыши. Полезно для изучения биогенеза митохондрий и цитоплазматического распределения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLUH Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CLU1; CLUH
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23277
GeneID	23277
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1120-1309 человеческого CLUH (NP_056044.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75153
Молекулярная масса белка	147 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом