


Поликлональные Антитела Против Кластерина Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10909

Артикул: CM0017974



введение

Кроличьи поликлональные антитела к кластерину (ApoJ, TRPM-2), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA); перекрестно реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований апоптоза, системы комплемента и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кластерин, кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/синонимы	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Clusterin
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	1191
ID гена	1191
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 220-449 альфа-цепи человеческого кластерина (NP_976084.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10909
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Хладоэлемент