


Кроличыи Моноклональные Антитела К Кластерину Для Вб, Игс-П, Ифа — P10909

Артикул: CM0002171



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела к кластерину, валидированные для ВБ, ИГС-П, ИФА. Обнаруживают человеческий кластерин — внеклеточный шаперон, участвующий в апоптозе, ингибировании комплемента и агрегации белков. Подходит для диагностических и исследовательских приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристики
Название продукта	Моноклональные кроличьи антитела к кластерину
Примечания/алиасы	CLI, AAG4, APOJ, CLU1, CLU2, KUB1, SGP2, APO-J, SGP-2, SP-40, TRPM2, TRPM-2, NA1/NA2, Clusterin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1191
Идентификатор гена	1191
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 314–449 альфа-цепи человеческого кластерина (NP_001822.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P10909
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	С хладагентом