

Анти-Clvs2Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q5Syc1

Артикул: CM0023124

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого Clavesin-2 (CLVS2), валидированная для WB и ELISA. Идеально подходит для изучения морфологии эндосом/лизосом и внутриклеточного транспорта белков в нейронах. Рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLVS2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдонимы	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
Вид	Человек
ID гена	134829
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 265-327 человеческого CLVS2 (NP_001010852.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5SYC1
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом