

Поликлональное Антитело Кролика Против Cmas Для Wb И Elisa — Q8Nfw8

Артикул: CM0015004

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого CMAS (синтаза CMP-N-ацетилнейраминовой кислоты). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболического пути сиаловых кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CMAS, pAb кролика
Примечания/синоним	CSS; CMAS
Вид	Человек
GeneID (человек)	55907
GeneID	55907
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-263 человеческого CMAS (NP_061156.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NFW8
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом