

Поликлональные Антитела Против Cтiр Для Вб, Игх-П, Ифа — Q8Iy22

Артикул: CM0019268

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против CMIP, валидированные для ВБ, ИГХ-П и ИФА. Перекрестная реакция с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для исследований сигналинга Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против CMIP
Примечания/Синонимы	TСMIP; CMIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	80790
GeneID	80790
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 640-773 человеческого CMIP (NP_938204.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IY22
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Хладопакет