


Поликлональное Антитело Против Cmk1r1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q99788

Артикул: CM0021350



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CMKLR1 (ChemR23), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально для исследований метаболического воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CMKLR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1240
GeneID	1240
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 человеческого CMKLR1 (NP_001135815.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99788
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом