


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cmklr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q99788

Артикул: CM0014436



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого CMKLR1 (рецептора хемерина), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с антигенами человека и мыши. Идеально подходит для иммунологических и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CMKLR1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1240
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого CMKLR1 (NP_001135815.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q99788
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом