

Моноклональное Кроличье Антитело Против Cmtm6 Для Вб, Ифа — Q9Nx76

Артикул: CM0002386

введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против CMTM6 для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Распознает CMTM6 человека и крысы — ключевой регулятор рециклинга PD-L1 и энергии Т-клеток. Идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек и иммунологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАТ против CMTM6
Примечания/Альтернативные названия	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
Вид	Человек
ID гена (человек)	54918
ID гена	54918
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 84–183 человеческого CMTM6 (NP_060271.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9NX76
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет