

Кроличыи Поликлональные Антитела К Cnbp Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62633

Артикул: CM0013267

введение

Кроличыи поликлональные антитела к CNBP для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши, крысы. Подходят для изучения транскрипционной репрессии и связывания РНК. Белок 19 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CNBP
Примечания/Синонимы	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
Вид	Человек
ID гена	7555
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 70-170 белка CNBP человека (NP_001120668.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P62633
Молекулярная масса	19 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом