

Поликлональные Антитела К Cndp1 Для Wb, Elisa - Q96Kn2

Артикул: CM0030127



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CN1 (CN1, CPGL2), валидированные для WB и ELISA. Нацелены на бета-аланил-гистидин-дипептидазу человека (сывороточную карнозиназу); перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Предназначены для исследований метаболизма карнозина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CN1
Примечания/Псевдонимы	CN1; CPGL2; HsT2308; CN1P1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	84735
Идентификатор гена	84735
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 CN1P1 человека (NP_116038.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96KN2
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом