

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cndp2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Кр4

Артикул: CM0013858



введение

Кроличья поликлональная антитело против CNDP2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Цитозольная неспецифическая дипептидаза, участвующая в метаболизме глутатиона и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNDP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CN2; CPGL; PEPA; HsT2298; HEL-S-13; CNDP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55748
ID гена	55748
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого CNDP2 (NP_060705.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96KP4
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом