

Поликлональное Антитело Против Cnga2 Для Wb, Elisa - Q16280

Артикул: CM0027294



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CNGA2, валидированное для вестерн-блота и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований сигнализации в обонятельном анализаторе и циклинуклеотид-зависимых ионных каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNGA2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1260
ID гена	1260
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CNGA2 (NP_005131.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16280
Молекулярная масса белка	76 кДа
Доставка	С холодоэлементом