

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cnga3 Для Вб, Ифа - Q16281

Артикул: CM0027386



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CNGA3, подходит для Вестерн-блота и ИФА. Распознает альфа-3 субъединицу cGMP-зависимого канала колбочковых фоторецепторов, ключевой элемент фотопередачи сигнала. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNGA3 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNCG3; CCNCalpha; CNGA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	1261
ID гена	1261
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого CNGA3 (NP_001289.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16281
Молекулярная масса белка	79кДа
Доставка	Айс-пак