

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cnga4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8lv77

Артикул: CM0013013



введение

Кроличье поликлональное антитело против CNGA4, подходящее для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, реагирует с образцами человека и мыши. CNGA4 — это циклический нуклеотид-управляемый канал, участвующий в обонятельной передаче сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNGA4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1262
GeneID	1262
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 416-575 белка CNGA4 человека (NP_001032406.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8lv77
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом